



## MÖBELRENGÖRING

**LIBERON MÖBELRENGÖRING** tar effektivt bort gammalt vax, polish, olja, fett och dyl. Använd alltid Liberon Möbelrengöring före varje vaxning eller ytbehandling för att undvika problem. Utmärkt även för att rengöra golv och antika föremål. Kan också användas på metall samt till rengöring av penslar och sprututrustning.

### **Bruksanvisning:**

Skaka burken före användning. Stryk på Liberon Möbelrengöring med rengörings-, polérduk eller en dyna av Liberon Polérull 4/0. Torka bort det upplösta vaxet efter några minuter. Blöt rengörings-, polérduken med Liberon Möbelrengöring och rengör ytan från resterande smuts. Låt torka under några timmar innan nytt vax pålägges. Liberon Möbelrengöring tar inte bort färg eller lack. Vid osäkerhet om typ av ytbehandling på möbel, prova först på ett mindre synligt ställe.

Artnr.	Produkt	Stl.	Förp.
293382	Möbelrengöring	250 ml	6
293383	Möbelrengöring	500 ml	4

